



Ligence

Ligence Heart

Pour la version 3.37.1

MODE D'EMPLOI
Français

CE
0197



| Historique des révisions | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rév. | Date de révision | Description du changement | Revu par |
| 1.0 | 2023-06-28 | Le document a été créé. | I. Raudoné |
| 1.1 | 2023-07-19 | Liste mise à jour du tableau des mesures. | I. Raudoné |
| 1.2 | 2023-11-20 | Mettre à jour les groupes d'utilisateurs. Supprimez l'application Android. Supprimez les informations inutiles. Ajoutez des informations sur les mesures automatisées dans un environnement clinique. | I. Raudoné |
| 1.3 | 2024-01-29 | Étiquettes mises à jour. | I. Raudoné |
| 1.4 | 2024-03-24 | Les mesures automatisées liées à la segmentation du ventricule droit et de l'oreillette droite ont été supprimées. Précautions et avertissements révisés, rationalisés et mis à jour en fonction du produit. | I. Raudoné |
| 1.5 | 2024-05-05 | Ajouter des informations sur l'utilisation du rapport sur une page | I. Raudoné |
| 1.6 | 2024-05-13 | Fonctionnalité PDF mise à jour pour l'utilisation de rapports d'une page. | I. Raudoné |
| 1.7 | 2024-06-05 | Groupes d'utilisateurs mis à jour. Mise à jour de la suppression du DICOM lors du téléchargement. | I. Raudoné |
| 1.8 | 2024-06-19 | Informazioni aggiornate sulla generazione del riepilogo. | I. Raudoné |
| 1.9 | 2024-07-29 | Aggiornato l'elenco delle misurazioni della ricerca automatizzata. | I. Raudoné |
| 1.10 | 2024-08-12 | Les étiquettes ont été mises à jour. | I. Raudoné |
| 1.11 | 2024-08-27 | Les étiquettes ont été mises à jour. | I. Raudoné |
| 1.12 | 2024-09-04 | Les étiquettes ont été mises à jour. | I. Raudoné |



Ligence

UAB Ligence
Taikos pr. 54,
Kaunas, Lituanie
LT- 05305

© 2024, UAB Ligence, Vilnius

Tous droits réservés en cas de délivrance de brevets ou d'enregistrement en tant que brevet d'utilité.

Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés dans cette notice d'utilisation peuvent être des marques ou des marques déposées. Les références aux produits d'autres fabricants sont à titre informatif uniquement. Ces références ne constituent ni une approbation ni une recommandation de ces produits. UAB Ligence décline toute responsabilité quant à la performance ou à l'utilisation de ces produits.

Les autres noms de marque, logiciels et matériels utilisés dans ce mode d'emploi (IFU) sont soumis à la protection des marques ou des brevets. La citation de produits est à titre informatif uniquement et ne représente pas une utilisation abusive de la marque.

Cette notice d'utilisation est protégée par le droit d'auteur. Sauf autorisation écrite exclusive, la diffusion, la duplication ou toute autre exploitation commerciale de cet ensemble de documentation ou la communication de son contenu ou de parties de celui-ci n'est pas autorisée. En cas d'infraction, le contrevenant pourra être tenu de verser des dommages et intérêts.

Les spécifications dues aux évolutions techniques sont susceptibles d'être modifiées. Cette notice d'utilisation n'est pas soumise au service de révision. Veuillez contacter le fabricant ou le revendeur agréé pour demander la dernière édition de la notice d'utilisation.



Table des matières

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. LISEZ CECI EN PREMIER | 7 |
| 1. À propos des instructions d'utilisation (IFU) | 7 |
| 2. Symboles | 7 |
| 3. Étiqueter | 8 |
| 4. Marchés et support en langue étrangère | 9 |
| 5. Signalement des problèmes de sécurité | 9 |
| 6. Utilisation conforme | 10 |
| 7. Descriptif général | 10 |
| 8. Plaquette commerciale | 12 |
| 9. Groupes d'utilisateurs | 13 |
| 10. Indications et contre-indications | 13 |
| Indications | 13 |
| 11. Principes de fonctionnement de l'appareil | 14 |
| Fonctionnalités manuelles..... | 14 |
| Fonctionnalités automatiques | 14 |
| 12. Explication de toute nouveauté..... | 14 |
| 13. Description de toutes les configurations/variantes du produit | 14 |
| 14. Description générale des éléments fonctionnels clés | 15 |
| 15. Avantages de l'utilisation de Ligence Heart..... | 16 |
| 16. Avantages cliniques | 16 |
| 17. Début et fin d'utilisation | 17 |
| 18. Service client..... | 17 |
| 2. SÉCURITÉ | 18 |
| 1. Résumé du rapport d'évaluation clinique..... | 18 |
| 2. Risques résiduels..... | 18 |
| 3. Atteinte à la sécurité des données personnelles | 19 |
| 4. Signalement des incidents graves | 19 |
| 5. Traitement des données | 19 |
| 6. Installation, Entretien | 20 |
| 7. Mesures | 20 |
| Sécurité des fonctionnalités manuelles | 20 |
| 8. Mesures de sécurité informatique..... | 20 |
| 9. Liste des bugs connus | 22 |
| 3. EXIGENCES ET INSTALLATION AND INSTALLATION | 23 |
| 3.1. ÉLÉMENTS DE L'INTERFACE UTILISATEUR | 23 |
| 1. Vues utilisateur..... | 23 |
| 1. Vue de connexion | 23 |



| | | |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Vue du hall | 24 |
| 3. | Télécharger la vue | 24 |
| 4. | Vue de l'espace de travail | 24 |
| 5. | Affichage de la contrainte | 25 |
| 6. | Elementi della vista del report..... | 26 |
| 7. | Caratteristiche del paziente | 26 |
| | Casella di riepilogo | 27 |
| | Modalità di riepilogo | 27 |
| | Modalità riepilogo manuale | 27 |
| | Modalità di riepilogo automatica | 27 |
| | Campi di misura | 27 |
| | Illustrazioni | 28 |
| 19. | Éléments de la vue de l'espace de travail | 28 |
| | Barre de navigation | 29 |
| | Barre latérale de gauche..... | 29 |
| | Espace de travail..... | 29 |
| | Barre latérale droite..... | 29 |
| 4. | TRAVAILLER AVEC LIGENCE HEART - CLIENT DESKTOP..... | 30 |
| 1. | How Comment acquérir des images..... | 30 |
| 2. | Connexion | 30 |
| 3. | Menu Paramètres | 31 |
| 4. | Menu Compte..... | 31 |
| 5. | Télécharger l'étude | 31 |
| | Comment télécharger une étude? | 32 |
| | Limitations de la fonctionnalité de téléchargement..... | 32 |
| 6. | Modification du mot de passe | 33 |
| 7. | Déconnexion | 33 |
| 8. | Verrouillage du logiciel..... | 34 |
| 9. | Signaler un problème..... | 34 |
| 10. | Aide | 35 |
| 11. | Boutons et fonctions de la barre de navigation | 36 |
| 12. | Boutons et fonctions de l'espace de travail | 37 |
| 13. | Boutons et fonctions de la barre latérale gauche | 38 |
| 14. | Boutons et fonctions de la barre latérale droite | 39 |
| 15. | Rapport d'étude..... | 39 |
| 16. | Fonctions de l'interface principale..... | 42 |
| | Pile de défilement..... | 42 |
| | Faire des mesures | 43 |
| | Dessiner la mesure de la zone | 43 |
| | Dessiner la mesure du volume | 43 |



| | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Mesures de pente | 43 |
| Supprimer l'annotation | 43 |
| Annuler le dessin..... | 43 |
| 17. À propos | 44 |
| 18. Contrat de licence utilisateur | 45 |
| 19. Enregistrement de l'utilisateur..... | 45 |
| Comment s'inscrire auprès de Ligence Heart? | 45 |
| 5. ANNEXE I | 46 |
| 1. Liste des annotations | 46 |



1. LISEZ CECI EN PREMIER

Les instructions d'utilisation (IFU) Ligence Heart décrivent les fonctionnalités du produit et sont destinées à vous guider et à vous aider à utiliser le produit de manière sûre et efficace. Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et respecter scrupuleusement tous les avertissements et mises en garde.

Cette notice d'utilisation décrit la configuration la plus complète de Ligence Heart avec le nombre maximum de fonctions. Certaines fonctions décrites peuvent ne pas être disponibles sur la configuration de votre produit.

Ligence Heart non sostituisce i professionisti medici e può essere utilizzato solo come ulteriore strumento di supporto. Per l'utilizzo di Ligence Heart non sono necessarie strutture speciali (per i medici specialisti certificati per eseguire esami ecocardiografici). Agli operatori (ecografisti e cardiologi) vengono forniti video di formazione prima di concedere l'accesso al software.

Veillez noter que la qualité des images médicales, la netteté, la précision et d'autres paramètres, pertinents pour les utilisateurs, dépendent directement des capacités techniques du dispositif médical, qui génère des images médicales, sur le moniteur et l'imprimante (si les images sont imprimées) capacités techniques.

UAB Ligence fournit ce document sans garantie d'aucune sorte, implicite ou expresse, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

UAB Ligence n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions dans ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis pour améliorer le produit Ligence Heart. UAB Ligence peut décider à tout moment d'apporter des améliorations ou des modifications au produit décrit dans ce document.

1. À propos des instructions d'utilisation (IFU)

IMPORTANT

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Ligence Heart IFU au format PDF est disponible sur le site internet: <https://www.ligence.io/>

Vous pouvez ouvrir le fichier à l'aide d'une application de lecture PDF. Si vous n'avez pas installé d'application de lecture PDF, vous pouvez télécharger Adobe Reader à partir du site Web suivant: www.adobe.com.


Veillez contacter UAB Ligence ou ses filiales pour une assistance technique.

Le manuel d'installation du logiciel est ajouté en tant que document séparé à l'IFU.

Si vous avez besoin d'une version papier de l'IFU, veuillez nous le demander par e-mail: support@ligence.io. La version papier de l'IFU sera envoyée au plus tard dans les 7 jours suivant la réception de votre demande (à l'adresse que vous indiquez).

2. Symboles

Les symboles suivants peuvent apparaître dans la documentation du produit ou sur les étiquettes apposées sur le produit.


| Symboles | Description |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avertissement. Les avertissements mettent en évidence des informations pour éviter une situation dangereuse, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. |



| Symboles | Description |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Avertir. Les mises en garde mettent en évidence les informations pour éviter une situation dangereuse, qui pourrait causer des blessures légères ou modérées ou des dommages matériels. |
| | Note. Les remarques attirent votre attention sur des informations qui vous aideront à utiliser le produit plus efficacement. |
| | Fabricant. Indique le nom et l'adresse du fabricant. |
| | Dispositif médical. Indique que le produit est un dispositif médical. |
| | Lisez la notice d'utilisation. Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter la notice d'utilisation. |
| | Marquage CE de conformité. |
| | Représentante autorizzato in Svizzera. |

3. Étiqueter

| Anglais | Français | Allemand |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>About</p> <p>Product</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligence Heart Version 3.37.1 Release Notes Release Date 2024-09-04 UDI (01)04779051600106(10)V3.37.1 Medical device regulation 2017/745, class I/IIa medical device Notified Body 0197 Licensed To hospital This version is valid and supported till 2025-09-04 U.S. market: CAUTION - Investigational device. Limited Federal (or United States) law to investigational use. <p>CE 0197</p> <p>CH REP Class Switzerland GmbH Helmwegstrasse 49 4102 Birschikon Schweiz</p> <p>Symbols</p> <ul style="list-style-type: none"> Medical Device Read the instructions for use (IFU) Avoid hazardous situations <p>Manufactured By</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligence, UAB Taikos pr. 54, LT-51305, Kaunas, Lithuania info@ligence.io http://www.ligence.io | <p>À propos</p> <p>Produit</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligence Heart Version 3.37.1 Notes de version Date de sortie 2024-09-04 IID (01)04779051600106(10)V3.37.1 Règlement sur les dispositifs médicaux 2017/745, dispositif médical de classe I/IIa ID d'organisation notifié 0197 Licencié à hospital La version est valide et supportée jusqu'au 2025-09-04 Marché américain: ATTENTION - Dispositif expérimental. Loi fédérale (ou américaine) limitée à une utilisation expérimentale. <p>CE 0197</p> <p>CH REP Class Switzerland GmbH Helmwegstrasse 49 4102 Birschikon Schweiz</p> <p>Symboles</p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositif médical Lire le mode d'emploi Éviter les situations dangereuses <p>Fabriqué par</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligence, UAB Taikos pr. 54, LT-51305, Kaunas, Lithuania info@ligence.io http://www.ligence.io | <p>Über</p> <p>Produkt</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligence Heart Version 3.37.1 Versionshinweise Veröffentlichungsdatum 2024-09-04 Eindeutige Geräteerkennung (01)04779051600106(10)V3.37.1 Medizinprodukteverordnung 2017/745, Medizinprodukt der Klasse I/IIa Kenntung der benannten Stelle 0197 An hospital lizenziert Diese Version ist gültig bis zum 2025-09-04 unterstützt Markt der Vereinigten Staaten: VORSICHT – Untersuchungsgerät. Beschränktes Bundesrecht (oder US-Recht) auf Forschungszwecke. <p>CE 0197</p> <p>CH REP Class Switzerland GmbH Helmwegstrasse 49 4102 Birschikon Schweiz</p> <p>Symbole</p> <ul style="list-style-type: none"> Medizinprodukt Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Vermeiden Sie gefährliche Situationen <p>Hergestellt von</p> <ul style="list-style-type: none"> Ligence, UAB Taikos pr. 54, LT-51305, Kaunas, Lithuania info@ligence.io http://www.ligence.io |
| Italien | Lituanienne | |



4. Marchés et support en langue étrangère

Avec le marquage CE, le logiciel Ligence Heart sera vendu dans l'UE, où la langue anglaise est prise en charge. Il peut être traduit à la demande des clients. Actuellement, Ligence Heart prend en charge la langue anglaise.

5. Signalement des problèmes de sécurité

Si vous pensez avoir découvert une vulnérabilité dans notre logiciel médical ou si vous avez un incident de sécurité à signaler, veuillez nous contacter:

Ligence, UAB DPO qui est responsable de la protection des données (les contacts sont publics et disponibles sur <https://www.ligence.io/>).

Nom, Prénom: Simas Tatoris

Tél. +37069302801

Mail: s.tatoris@ligence.io

Les rapports doivent inclure :

- Description de l'impact local et potentiel de la vulnérabilité.
- Une description détaillée des étapes requises pour reproduire la vulnérabilité. Les scripts de preuve de concept, les captures d'écran et les captures de console sont tous utiles. Veuillez faire preuve d'une extrême prudence pour étiqueter et protéger correctement tout code d'exploitation.
- Toute information technique et matériel connexe dont nous aurions besoin pour reproduire le problème.

Une fois que nous avons reçu un rapport de vulnérabilité, Ligence, UAB prend une série de mesures pour résoudre le problème :

1. Ligence, UAB demande au rapporteur de continuer à communiquer concernant la vulnérabilité de manière confidentielle.
2. Ligence, UAB enquête et vérifie la vulnérabilité.
3. Ligence, UAB corrige la vulnérabilité et publie une mise à jour ou un correctif du logiciel. Si, pour une raison quelconque, cela ne peut pas être fait rapidement ou pas du tout, Ligence, UAB fournira des informations sur les mesures d'atténuation recommandées.
4. Les notes de version incluent une référence au cas de vulnérabilité.

Ligence, UAB s'efforcera de tenir le journaliste informé de chaque étape de ce processus au fur et à mesure qu'il se produit.



Nous apprécions grandement les efforts des chercheurs et découvreurs en sécurité qui partagent avec nous des informations sur les problèmes de sécurité, nous donnant ainsi la possibilité d'améliorer notre logiciel et de mieux protéger les données personnelles de santé. Merci de travailler avec nous tout au long du processus ci-dessus.

Nous ferons de notre mieux pour accuser réception de votre rapport envoyé par e-mail, affecter des ressources pour enquêter sur le problème et résoudre les problèmes le plus rapidement possible.

6. Utilisation conforme

Utilisation prévue pour le marché américain:

Ligence Heart est une plate-forme logicielle entièrement automatisée qui traite, analyse et effectue des mesures sur les images échographiques cardiaques transthoraciques acquises, produisant automatiquement un rapport complet avec les mesures de plusieurs paramètres structurels et fonctionnels cardiaques clés. Les données produites par ce logiciel sont destinées à être utilisées pour aider les cardiologues ou échographistes qualifiés à prendre des décisions cliniques. Ligence Heart est indiqué chez les patients adultes. Ligence Heart n'a pas été validé pour l'évaluation des cardiopathies congénitales, des valvulopathies, des maladies péricardiques et/ou des lésions intracardiaques (par exemple tumeurs, thrombus).

Limites:

- Une mauvaise capture d'image entraînera de mauvaises annotations et mesures ultérieures.
- Plusieurs algorithmes de qualité d'image sont utilisés pour filtrer les images de mauvaise qualité.
- Notre logiciel complète les bons soins aux patients et n'exonère pas l'utilisateur de la responsabilité d'assurer la supervision, d'examiner cliniquement le patient et de prendre les décisions cliniques appropriées.
- Si aucun sexe n'est présent, les valeurs guidées référencées par les femmes seront utilisées pour les conclusions.
- Si la surface corporelle (BSA) n'est pas présente, les valeurs indexées ne peuvent pas être fournies.
- Pendant l'acquisition d'images, une utilisation inappropriée de l'échographe, l'utilisation de sondes à ultrasons non cardiaques, l'utilisation de paramètres sous-optimaux (par exemple gain, contraste, profondeur) ou le manque de capture d'électrocardiogramme peuvent entraîner une diminution de la précision du logiciel.

Utilisation prévue pour d'autres marchés

Ligence Heart est un logiciel utilisé pour détecter, mesurer et calculer diverses spécifications de structure et de fonction du cœur et des gros vaisseaux en analysant des images échocardiographiques.

L'appareil est destiné à être utilisé lorsque le patient n'est pas dans un état de santé menaçant le pronostic vital, que le temps n'est pas critique pour les décisions médicales et qu'aucune intervention thérapeutique majeure n'est requise.

7. Descriptif général

Pour mieux comprendre le mode de fonctionnement du logiciel, il convient de séparer le processus d'examen d'échocardiographie en deux étapes :

1. **Acquisition de données.** Lors de la première étape, l'opérateur d'un échographe manipule une sonde interagissant avec le patient pour produire les images échocardiographiques du cœur.
2. **Analyse des données.** À l'aide d'un logiciel de visualisation d'images médicales, les images d'échocardiographie acquises sont ouvertes, annotées, mesurées et des conclusions cliniques sont tirées sur la base des données générées.

Après avoir établi ces étapes, il est important d'identifier comment se déroule le processus d'examen échocardiographique dans le cas spécifique de l'utilisation de Ligence Heart.



La première étape (acquisition de données) peut envoyer des données à Ligence Heart et recevoir des commentaires en temps quasi réel sur la vue et la qualité de l'image.

La deuxième étape (analyse des données), l'utilisateur peut stocker et envoyer plusieurs images à Ligence Heart et recevoir des annotations, des mesures et des rapports quasi instantanés. De plus, Ligence Heart peut être utilisé comme un outil de post-traitement accessible via le poste de travail au cabinet ou tout autre espace dédié à l'analyse des données cliniques du patient.

Ligence Heart peut être utilisé pour effectuer une analyse de données TTE 2D entièrement automatisée : reconnaissance d'images, détection de cadres d'intérêt, calcul de mesures appropriées, génération de résumés automatisés basés sur les mesures effectuées. Les mesures générées automatiquement et le rapport finalisé doivent être approuvés par un professionnel de la santé certifié et éligible pour effectuer des examens d'échocardiographie et formuler un rapport sans utiliser les fonctions automatiques de Ligence Heart. Le rapport d'analyse d'échocardiogramme généré automatiquement et approuvé par le cardiologue sert uniquement d'outil d'aide à la décision. La conclusion du diagnostic doit toujours être tirée par le cardiologue. Analyse manuelle des données échographiques : toutes les mesures (identiques à la recherche automatisée et à la clinique) peuvent être effectuées manuellement.

Une liste complète des fonctionnalités peut être trouvée dans la spécification IFU et des exigences système.





8. Plaque commerciale



Ligence Heart

AI-driven application which automatically evaluates heart ultrasound images



AUTOMATED

- More time can be spent on doctor-patient communication
- Provides full spectrum of measurements
- Reduced intra-rater variability

ANALYSIS

- Automatically generated report in a local language
- Images are analysed directly after they are taken
- Measurements can be adjusted by demand

IN TANDEM WITH AI

- AI independently mimics the steps performed by a specialist
- Accuracy non inferior to a cardiologist*

Created for doctors by doctors



Contact us: info@ligence.io

*Data from clinical trial for selected measurements



9. Groupes d'utilisateurs

Il existe 3 groupes d'utilisateurs pouvant travailler avec Ligence Heart:

1. **Cardiologue** - Ligence Heart peut être utilisé par des cardiologues (ou du personnel médical de compétences égales) certifiés et éligibles par la législation locale pour effectuer des examens échocardiographiques réguliers en milieu clinique. Les mesures générées automatiquement et le rapport finalisé doivent être approuvés par un cardiologue.
2. **Echographistes** - Ligence Heart est conçu pour soutenir les échographistes dans leur pratique des examens d'échocardiographie en milieu clinique. Les échographistes (ou le personnel médical de compétences égales), qui sont habilités par la législation locale à réaliser une échocardiographie, peuvent utiliser Ligence Heart à des fins d'analyse et de reporting. Les mesures générées automatiquement et le rapport finalisé doivent être examinés et approuvés par un professionnel de la santé également certifié et éligible par la législation locale pour effectuer des examens d'échocardiographie et formuler un rapport.

| Groupe d'utilisateurs | Visualisation des études | Annotations & Mesures | Génération de rapport | Validation du rapport | Gestion des utilisateurs | Environnement |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Médecins | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Clinique et recherche |
| Échographistes | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Clinique et recherche |

10. Indications et contre-indications

Indications

Le logiciel est destiné à être utilisé dans l'analyse des images d'échocardiographie acquises auprès de patients de tout sexe et de toute race, conformément aux dernières directives en matière d'examen échocardiographique. Les fonctionnalités automatiques doivent être utilisées chez les adultes ayant un rythme sinusal.

Contre-indications

Le funzionalità automatica non devono essere utilizzate per analizzare le immagini ecocardiografiche di pazienti di età inferiore a 18 anni. Inoltre, le funzionalità automatiche non devono essere utilizzate per analizzare immagini di pazienti con malattie cardiache/procedure eseguite che alterano significativamente l'anatomia o la geometria del cuore che distorcono significativamente le immagini dell'ecocardiografia. Nella tabella seguente è riportato un elenco delle controindicazioni per le funzionalità automatiche:

| Controindicazioni per le funzionalità automatizzate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cardiopatia congenita complessa o critica |
| 2. Tumori cardiaci |
| 3. Valvole protesiche, valvole cardiache post-operatorie, interventi cardioracici che modificano la geometria cardiaca |
| 4. Dispositivi intracardiaci impiantabili |
| 5. Aritmie cardiache (flutter atriale, fibrillazioni atriali) |
| 6. Dissezione aortica |



11. Principes de fonctionnement de l'appareil

Fonctionnalités manuelles

Le dispositif visualise les données d'imagerie d'échocardiographie et permet d'inspecter les données d'imagerie et d'effectuer des mesures en dessinant des annotations superposées aux données visualisées. Les annotations sont ensuite utilisées pour calculer les paramètres cardiaques géométriques et fonctionnels pertinents.

Fonctionnalités automatiques

L'appareil exécute une série d'étapes qui impliquent la reconnaissance automatisée des données d'imagerie échocardiographique, la reconnaissance de la position de la sonde échocardiographique et la détection d'un ensemble d'éléments anatomiques (par exemple, les limites de la cavité cardiaque, les repères). Les fonctionnalités automatisées reposent sur les prédictions faites par les réseaux de neurones profonds à partir des images échocardiographiques (par exemple, reconnaissance de la position de la sonde échocardiographique, bordure de la cavité cardiaque, détection de points de repère).

12. Explication de toute nouveauté

Ligence Heart offre une nouvelle fonctionnalité qui permet l'analyse automatique d'un certain nombre de paramètres de structure et de fonction cardiaques. Ainsi, les paramètres analysés eux-mêmes ne sont pas nouveaux, mais l'automatisation de certaines de ces mesures est nouvelle (aucune des fonctionnalités manuelles n'est nouvelle). Les fonctionnalités automatiques sont basées sur les technologies de Deep Learning. Ces fonctionnalités automatiques offrent la possibilité d'automatiser les activités qui sont généralement effectuées manuellement lors de l'analyse régulière d'images échocardiographiques.


13. Description de toutes les configurations/variantes du produit

Il est possible, à la demande du client, d'activer/désactiver différentes fonctionnalités de Ligence Heart pour chaque client via les mécanismes de contrôle des fabricants. Le package de base du produit permettra toujours d'annoter manuellement les images et de recevoir des calculs de mesures. Les algorithmes permettant d'effectuer automatiquement certaines de ces tâches manuelles seront activés/désactivés en fonction des besoins du client et du contrat de vente.



14. Description générale des éléments fonctionnels clés

Schéma des éléments fonctionnels.



Explication des éléments fonctionnels

| Fonction clef | Description |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Transfert d'images d'échocardiographie | Les données personnelles sont supprimées des images d'échocardiographie (si nécessaire) et les images sont transférées à partir d'un appareil à ultrasons, d'une application à ultrasons, d'un PACS ou d'une autre source de données (stockage). |



| Fonction clef | Description |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Analyse | étape d'analyse d'images d'échocardiographie par analyse automatisée ou manuelle. |
| 2.1. Analyse automatisée | |
| 2.1.1. Classification automatisée des vues | Un système automatisé est formé pour déterminer le mode d'affichage de l'image d'échocardiographie. Cette étape est nécessaire pour une analyse plus approfondie des images. |
| 2.1.2. Prédiction automatisée des annotations | Le système automatisé est formé pour prédire les annotations utilisées pour mesurer l'anatomie cardiaque en fonction du mode d'affichage de l'image d'échocardiographie. |
| 2.1.3. Prédiction automatisée de la phase cardiaque | Le système automatisé suit le cycle cardiaque et identifie les images cruciales pour l'analyse des images d'échocardiographie, par ex. télésystolique et télédiastolique. |
| 2.2. Analyse manuelle | |
| 2.2.1. Authentifier | Authentification/autorisation à l'étape logicielle nécessaire pour pouvoir accéder aux fonctionnalités du logiciel. |
| 2.2.2. Sélection des études | Sélection de l'étude accessible par étape de filtrage/recherche. |
| 2.2.3. Afficher la sélection et les ajustements | Étape d'analyse de l'étude, le médecin définit le mode d'affichage de l'image d'échocardiographie, effectue des annotations ou ajuste les mesures déjà effectuées par une analyse automatisée. |
| 3. Calcul des mesures | Calcul des mesures à partir des annotations sur l'image d'échocardiographie réalisées par la combinaison des fonctions manuelles et automatiques. |
| 4. Génération de rapports | Le rapport d'analyse de l'étude, qui comprend toutes les annotations, les mesures effectuées ainsi que le texte de diagnostic suggéré automatisé, est généré pour examen et approbation du médecin. |
| 5. Validation par un professionnel de la santé | Le professionnel de la santé valide toutes les annotations et mesures effectuées et ajuste les annotations si nécessaire, en mettant à jour le rapport respectivement. |

15. Avantages de l'utilisation de Ligence Heart

L'utilisation du logiciel Ligence Heart apporte un moyen moderne, plus rapide et précis pour comprendre les données visuelles d'échographie. En plus de l'analyse manuelle des images échographiques, Ligence Heart permet à l'utilisateur d'effectuer automatiquement des parties de l'évaluation des images d'échocardiographie avec une précision non inférieure par rapport aux cardiologues, réduisant la variabilité des mesures et réduisant le temps nécessaire à l'analyse.

16. Avantages cliniques

Performance des fonctionnalités manuelles:

- Les fonctionnalités manuelles de Ligence Heart sont des outils tout aussi précis et fiables pour l'évaluation de l'échocardiographie par rapport à d'autres logiciels médicaux de pointe marqués CE.

Performance des fonctionnalités automatisées:

- Ligence Heart effectue des mesures automatisées avec une précision non inférieure par rapport à un spécialiste certifié.



- Les fonctionnalités automatiques effectuent des mesures échocardiographiques avec une variabilité intra-évaluateur inférieure à celle d'un spécialiste.
- En moyenne, les fonctionnalités automatiques effectuent l'évaluation des images échocardiographiques plus rapidement qu'un spécialiste.

17. Début et fin d'utilisation

La mise à disposition d'utilisation débute dès la livraison et/ou l'installation du Logiciel sur votre ordinateur et/ou poste de travail. La provision d'utilisation est pour la période spécifiée dans l'accord avec votre institution, sauf si vous utilisez une version d'essai ou de démonstration.

La résiliation de l'utilisation prend effet à la fin de la période spécifiée dans le contrat avec votre institution ou lorsque l'utilisateur viole les termes du contrat de licence d'utilisateur final ou d'autres termes spécifiés dans le contrat. Lors d'un tel événement, l'utilisateur doit cesser toute utilisation du logiciel et supprimer les identifiants de connexion uniques attribués à l'utilisateur. L'utilisation du logiciel sera alors automatiquement interrompue et l'utilisateur n'aura pas à prendre d'autres mesures pour mettre fin à l'utilisation en toute sécurité.

18. Service client

Les représentants de Ligence sont disponibles pour répondre aux questions et assurer la maintenance et le service.

Détails du contact:

Courriel: support@ligence.io

Assistance téléphonique: +37064550126

Vous pouvez également soumettre un problème ou une question en utilisant notre site Web: <https://www.ligence.io/submit-issue>



2. SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement les informations de cette section avant d'utiliser Ligence Heart, elles contiennent des informations importantes sur la sécurité de fonctionnement et l'utilisation du produit.

AVERTIR



L'utilisateur reste responsable de déterminer si les résultats fournis sont acceptables pour l'examen échographique correspondant et de leur utilisation pour étayer les décisions diagnostiques.



AVERTIR

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé pour un diagnostic d'urgence.

1. Résumé du rapport d'évaluation clinique

Les risques de l'appareil ont été gérés conformément aux instructions de travail internes de gestion des risques d'UAB Ligence, qui sont basées sur la norme ISO 14971:2019. Lors des activités de gestion des risques, le dispositif était:

1. Classé conformément à l'annexe VIII de la directive EU 2017/745 sur les dispositifs médicaux en tant que dispositif médical de CLASSE IIa conformément à la règle 11.
2. Identifié conformément au règlement sur les dispositifs médicaux UE 2017/745 et aux exigences définies dans l'annexe C de la norme ISO 14971:2019.
3. Risques gérés (analysés, atténués, vérifiés pour les risques résiduels). Il n'y a pas de mesures supplémentaires de contrôle des risques identifiées qui n'ont pas été mises en œuvre et l'appareil est considéré comme sûr à utiliser conformément à sa destination.
4. Toutes les activités de gestion des risques ont été menées par l'équipe de gestion des risques.
5. Toutes les activités de test ont été réalisées par l'équipe de test.

UAB Ligence collecte les informations de production et de post-production en utilisant les domaines suivants du système de gestion de la qualité :

1. Réalisation du produit.
2. Analyse et amélioration des mesures.
3. Gestion du changement et des problèmes.
4. Audit.
5. Suivi post-commercialisation.

Les activités mentionnées ci-dessus garantissent que les vues internes et externes (dans lesquelles le produit existe) sont constamment surveillées et si des changements se produisent, tous les risques associés sont re-gérés.

Le rapport de gestion des risques et les documents connexes du dossier de gestion des risques sont mis à jour au besoin.

2. Risques résiduels

1 risque résiduel est identifié. Les dangers et les avertissements liés au risque sont présentés dans le tableau ci-dessous.

| N° de risque | Danger | Avertissement/Attention |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| R-13 | L'analyse automatisée est moins performante lorsque la qualité des images est insuffisante. | Retard dans la gestion de la maladie. |



3. Atteinte à la sécurité des données personnelles

En cas de violation de données personnelles (y compris, mais sans s'y limiter, une violation de la cybersécurité), veuillez immédiatement (mais au plus tard dans les 24 heures) informer le fabricant de logiciels médicaux UAB Ligence en utilisant les contacts mentionnés ci-dessous:

Délégué à la protection des données UAB Ligence

(Les coordonnées du délégué à la protection des données sont accessibles au public sur www.ligence.io).

Nom, Prénom: Simas Tatoris

Tél.: ++37069302801

E-mail: dpo@ligence.io

4. Signalement des incidents graves

Tout incident grave ou survenu en relation avec l'appareil doit être immédiatement signalé au fabricant (via le site Web: <https://www.ligence.io/submit-issue> ou par e-mail support@ligence.io) et à l'autorité compétente de le pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

5. Traitement des données

Les formats de données pouvant être lus par ce produit incluent:

- a) Classes de stockage DICOM:
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 - Stockage d'images échographiques (retiré)
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 - Stockage des images échographiques
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 - Stockage d'images de capture secondaire
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 - Stockage d'images multi-images échographiques (retiré)
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 - Stockage d'images multi-images échographiques
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 - Stockage d'images de capture secondaire à bit unique multiframe
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 - Stockage d'images de capture secondaire d'octets en niveaux de gris multi-images
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 - Stockage d'images de capture secondaire de mots en niveaux de gris multi-images
 - 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 - Stockage d'images de capture secondaire True Color multiframe
- b) Flux d'images échographiques en RVB avec métadonnées (pas au format DICOM).

La compression de données JPEG-Baseline-1 est utilisée pour stocker les images de ce produit



AVERTIR

Avant d'enregistrer, de modifier ou de revoir les données d'un patient, assurez-vous que son contenu correspond au nom du patient. Cela fournit une assurance supplémentaire que les données stockées correspondent au bon patient. Un comportement manifestement incorrect pourrait conduire à des informations contradictoires.



AVERTIR

L'utilisateur est responsable du contenu des rapports, des enregistrements de résultats et d'autres informations sur les patients.



AVERTIR

Les informations d'image affichées dans le logiciel Ligence Heart proviennent de votre appareil de production tel que la machine à ultrasons. UAB Ligence n'est pas responsable des informations incorrectes ou manquantes en raison d'une erreur d'utilisation ou d'un dysfonctionnement de l'appareil lui-même qui a été utilisé pour produire des images.



NOTE



La qualité de tout objet exporté (examen par écho) dépend fortement des paramètres effectués sur les formats de fichier d'exportation (par exemple, compression des images) et des informations peuvent être perdues au cours de ce processus. L'utilisateur reste responsable de déterminer si les informations contenues dans un objet exporté peuvent être utilisées pour prendre des décisions de diagnostic.

6. Installation, Entretien

L'installation doit être effectuée conformément au manuel d'installation, qui est fourni dans un document séparé.



AVERTIR

Seules les personnes selon le groupe d'utilisateurs prévu peuvent effectuer l'installation, la configuration et la mise à niveau.

Le service et toute configuration de ce produit doivent être effectués uniquement par UAB Ligence ou votre représentant local.



AVERTIR

UAB Ligence n'assume aucune responsabilité pour les problèmes attribuables à des modifications, ajouts ou suppressions non autorisés de ce produit, ou à l'installation non autorisée de logiciels tiers.



NOTE

Si ce produit est correctement installé et utilisé sur un système respectant les exigences système spécifiées côté client et/ou côté serveur et si aucune erreur inattendue ne se produit, ce produit est sans maintenance.

7. Mesures



AVERTIR

L'anatomie complète de la structure qui est évaluée avec Ligence Heart doit être visible dans les jeux de données.



En cas de mauvaise qualité d'image, déterminée par l'expérience clinique et la formation de l'utilisateur, aucune mesure ne doit être effectuée. Si, pour une raison quelconque, les mesures sont effectuées à l'aide d'une image mal reconstruite, ces mesures ne doivent pas être utilisées pour prendre des décisions diagnostiques.

L'utilisateur doit s'engager sur l'exactitude des images existantes et des résultats de mesure. Les numérisations d'images doivent être répétées s'il existe le moindre doute quant à l'exactitude des images et des mesures. Sécurité des fonctionnalités manuelles.

Sécurité des fonctionnalités manuelles



AVERTIR

Les fonctionnalités manuelles ont été validées et vérifiées dans les modes suivants:

- Mode B
- Mode M
- PW-Doppler
- CW-Doppler
- Doppler tissulaire
- Doppler couleur

8. Mesures de sécurité informatique

La section « Exigences de sécurité » du manuel d'installation détaille les mesures de sécurité requises qui doivent être mises en œuvre par l'hôpital (client). Des recommandations sur la façon d'installer et de configurer le logiciel Ligence Heart afin d'assurer la sécurité du système peuvent également être trouvées dans le manuel d'installation.



La section actuelle décrit les actions que l'utilisateur doit entreprendre afin de protéger son lieu de travail et le compte de l'utilisateur contre tout accès non autorisé :

Il est fortement recommandé d'exécuter Ligence Heart uniquement à partir des appareils et des comptes autorisés pour l'utilisateur par la politique de sécurité de l'entreprise. La politique de sécurité de l'entreprise doit garantir que le réseau de travail et le lieu de travail de l'utilisateur sont sécurisés - les serveurs et les lieux de travail disposent à temps des correctifs et des mises à jour de sécurité, des logiciels antivirus requis, des pare-feu et d'autres moyens de protection.



NOTE

Par défaut, le logiciel Ligence Heart déconnecte automatiquement l'utilisateur après un délai d'attente spécifié. La désactivation ou l'augmentation significative de ce délai d'attente constitue un risque pour la sécurité. Cela peut amener des personnes non autorisées à accéder à des informations sensibles ou à manipuler le système.

- Il est recommandé d'utiliser un navigateur autorisé selon la politique de sécurité de l'entreprise et compatible avec le logiciel Ligence Heart. Si la politique de sécurité de l'entreprise ne donne aucune recommandation pour les navigateurs, nous vous recommandons de considérer Google Chrome, Mozilla Firefox ou Apple Safari comme les alternatives de navigateur les plus sécurisées du marché à l'heure actuelle.
- Une authentification est requise pour le logiciel Ligence Heart. Cependant, les méthodes d'authentification peuvent varier. Si vous utilisez l'authentification par login et mot de passe, conservez le mot de passe à l'abri d'un accès non autorisé :
 - ne pas divulguer le mot de passe à d'autres personnes.
 - ne pas autoriser le navigateur à enregistrer le mot de passe.
- Utilisez la fonction de déconnexion de Ligence Heart, après avoir terminé votre travail et avant de fermer l'application. Fermer le programme sans se déconnecter n'est pas sûr et peut conduire à un accès non autorisé aux données médicales.



NOTE

Pour les utilisateurs qui partagent l'ordinateur et le compte de l'utilisateur. Ligence Heart est conçu avec le concept "zéro empreinte", ce qui signifie qu'aucune donnée patient n'est laissée sur l'appareil d'un client : une fois que l'utilisateur final se déconnecte de Ligence Heart, son cache ne contient aucune réponse de serveur avec des données patient. Cependant, il existe des bogues de sécurité connus du navigateur qui permettent d'extraire des données potentiellement sensibles du cache mémoire du navigateur après que l'utilisateur se déconnecte et ne ferme pas l'intégralité de l'application du navigateur. Par conséquent, il est recommandé de fermer également l'intégralité du navigateur (pas seulement un onglet particulier ou l'une des fenêtres) après la déconnexion.



9. Liste des bugs connus

| # | Nom | Description | Comment découvert? | Évaluation de l'impact sur la sécurité et l'efficacité | Résultat de l'évaluation | La raison pour laquelle le bug n'a pas été corrigé |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Cache d'image dans le navigateur | Pour certains navigateurs, les images mises en cache ne sont pas correctement supprimées, ce qui peut entraîner des erreurs de "mémoire insuffisante". | Membre de l'équipe de recherche et développement | Faible. Le bug est résolu lorsque le navigateur est rechargé. Aucun impact sur la sécurité du logiciel et aucun impact significatif sur son efficacité. | Impossible de reproduire de manière fiable. | R-10, R-11 |



3. EXIGENCES ET INSTALLATION AND INSTALLATION

Des informations détaillées sont fournies dans le document du manuel d'installation

3.1. ÉLÉMENTS DE L'INTERFACE UTILISATEUR

1. Vues utilisateur

Cette section présente les principales vues utilisateur de Ligence Heart et explique l'arborescence de navigation.

Ligence Heart est accessible via une application web. Il contient les vues utilisateur suivantes:

1. Vue de connexion
2. Vue du hall
3. Télécharger la vue
4. Vue de l'espace de travail
5. Vue des souches
6. Vue du rapport


NOTE

La vue du panneau d'administrateur peut ne pas être disponible en fonction de vos droits d'utilisateur.

L'apparence de chaque vue est présentée dans les images ci-dessous ainsi que des descriptions de ce que l'on peut trouver dans chacune d'elles.

1. Vue de connexion

La vue de connexion est l'endroit où vous devez saisir vos informations de connexion afin de commencer à utiliser la visionneuse d'images Ligence Heart.



NOTE

La visionneuse d'images Ligence Heart n'est pas accessible sans informations de connexion, c'est-à-dire un nom d'utilisateur et un mot de passe.



2. Vue du hall

La vue du hall est l'endroit où vous pouvez trouver toutes vos études les plus récemment reçues.

The screenshot shows the 'Ligence Heart' interface with a table of received studies. The table has columns for '#', 'Name', 'Patient ID', 'Received', and 'Reported'. The 'Reported' column for all entries is 'Not reported'.

| # | Name | Patient ID | Received | Reported |
|-------|---------|------------|------------------|--------------|
| 20764 | No Name | 1023 | 2022-06-08 12:21 | Not reported |
| 20713 | No Name | 1017 | 2022-06-06 09:34 | Not reported |
| 20712 | No Name | 1008 | 2022-06-06 09:33 | Not reported |
| 20711 | No Name | 1004 | 2022-06-06 09:31 | Not reported |
| 20710 | No Name | 1167 | 2022-06-03 20:27 | Not reported |
| 20709 | No Name | 1166 | 2022-06-03 20:25 | Not reported |
| 20708 | No Name | 1165 | 2022-06-03 20:23 | Not reported |
| 20707 | No Name | 1164 | 2022-06-03 20:22 | Not reported |
| 20706 | No Name | 1163 | 2022-06-03 20:22 | Not reported |
| 20705 | No Name | 1162 | 2022-06-03 20:21 | Not reported |
| 20704 | No Name | 1161 | 2022-06-03 20:20 | Not reported |
| 20703 | No Name | 1160 | 2022-06-03 20:18 | Not reported |
| 20702 | No Name | 1159 | 2022-06-03 20:15 | Not reported |
| 20701 | No Name | 1158 | 2022-06-03 20:14 | Not reported |
| 20700 | No Name | 1157 | 2022-06-03 20:12 | Not reported |


3. Télécharger la vue

La vue de téléchargement est dédiée au téléchargement d'études dans le système.




NOTE

Seules les études au format DICOM sont prises en charge.




4. Vue de l'espace de travail

Cette vue est dédiée à la visualisation et à l'analyse des études.



5. Affichage de la contrainte



NOTE

La funzionalità del “Strain” è **sperimentale** ed è destinata a essere utilizzata esclusivamente a scopo di ricerca. Per impostazione predefinita, la funzionalità del ceppo è bloccata e viene resa disponibile solo agli utenti con accordi aggiuntivi per l'utilizzo sperimentale.

La vue de déformation affiche les images sélectionnées pour calculer la déformation systolique maximale longitudinale globale (GLPSS). Au total, trois vidéos peuvent être sélectionnées pour cette mesure (A2CH, A3CH, A4CH). Il est possible de n'avoir qu'une ou deux de ces trois vidéos. L'utilisateur peut modifier les contours en mode d'édition de déformation ou sélectionner une autre image à utiliser pour les mesures de déformation.

La vue de déformation contient un graphique à 17 ou 18 segments Bullseye et des valeurs de déformation pour chaque vue avec une moyenne de toutes les vues. Le graphique Bullseye représente chaque segment du modèle à 17 ou 18 segments, mais tous les segments ne sont pas obligatoires et le graphique marque les segments qui n'ont pas été évalués en gris.



6. Elementi della vista del report

La vue Rapport est dédiée à la création de rapports d'échocardiographie transthoracique bidimensionnels. Cette vue vous permet de comparer vos mesures aux valeurs normales, de consulter les vues sources à partir desquelles les mesures ont été prises et de modifier rapidement toutes les annotations effectuées. Cette vue vous permet de comparer vos mesures aux valeurs normales. Le rapport est organisé par différents domaines fonctionnels et anatomiques du cœur. Chacun des domaines contient un résumé et peut être développé pour visualiser les mesures appartenant à ce domaine. Les paramètres de sténose valvulaire et de régurgitation sont affichés dans des tableaux séparés dans la vue du rapport. Les valeurs des mesures peuvent être saisies directement par l'utilisateur ou calculées sur la base d'une analyse manuelle et automatisée.

Un esempio di visualizzazione Report è mostrato nella figura seguente:

The screenshot displays the 'IMAGES' section of the LIGENCE HEART report. It includes a patient information summary, a 'Heart Measurements' table, and echocardiography images.

Summary: Left ventricle normal diameter, concentric remodeling. Normal left ventricle systolic function. Normal left ventricle diastolic function (1/4 criteria). Right ventricle normal longitudinal systolic function. Normal size left atrium. Low probability of pulmonary hypertension.

Heart Measurements:

| LV Morphology | Value | Indexed Value | LV Systolic | Value | Indexed Value |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| IVSd | 13.66 mm (avg) | | LVEF MoD (Bi) | LVEF MoD (Bi) % | |
| LVEDD | 24.85 mm | 12.32 mm/m ² | LVEDV (Bi) | LVEDV (Bi) ml | |
| LVPWd | 29.51 mm | | LVESV (Bi) | LVESV (Bi) ml | |
| LVESD | LVESD mm | | LVEF MoD 4Ch | 52.15 % (avg) | |
| LVM | 209.99 g | 104.13 g/m ² | LVEDV (4Ch) | 96.82 ml (avg) | 48.01 ml/m ² |
| RWT | 1.59 | | LVESV (4Ch) | 46.52 ml (avg) | 23.07 ml/m ² |
| | | | LVEF MoD 2Ch | LVEF MoD 2Ch % | |
| | | | LVEDV (2Ch) | LVEDV (2Ch) ml | |
| | | | LVESV (2Ch) | LVESV (2Ch) ml | |

LVEF MoD 4Ch: LVEF MoD 4Ch: 52.15 % (normal [52 - 72]%)

#1 LVEF MoD 4Ch: 51.18 %

Myocardial contractility comments:

7. Caratteristiche del paziente

La figura seguente mostra i campi delle caratteristiche del paziente che vengono importati da file DICOM o che possono essere immessi dall'utente. Campi:

- Nome: nome e cognome del paziente.
- ID paziente: ID paziente importato dai file DICOM, questo campo non può essere inserito manualmente.
- Età: età del paziente in anni.
- Sesso - M (maschio), F (femmina).
- Peso: il peso del paziente in chilogrammi.
- Altezza: altezza del paziente in centimetri.
- BSA - superficie corporea, questo valore non può essere inserito manualmente, viene calcolato automaticamente utilizzando la formula di Mosteller mostrata di seguito.
- FC: frequenza cardiaca in battiti al minuto.
- Ritmo cardiaco - campo di testo in cui è possibile inserire il tipo di ritmo cardiaco (ad es. sinusale).
- Pressione: pressione sistolica/diastolica in mmHg.

The screenshot shows the patient characteristics form with the following values:

- Name: [Empty]
- Age: 45
- Weight: kg 80
- BSA: 2.0
- Heart rhythm: Sinus
- Patient ID: [Empty]
- Sex: M
- Height: cm 183
- HR: bpm 92
- Pressure: mmHg 130/70

Mosteller formula for BSA:

$$BSA = \sqrt{(weight [cm] \times height [cm]) / 3600}$$



Casella di riepilogo

La casella di riepilogo è un segnaposto in cui scrivere le impressioni dello studio ecocardiografico. Il testo aggiunto nella casella di riepilogo verrà salvato automaticamente. Di seguito è mostrato un riquadro riassuntivo con un testo che vuole essere un esempio.

Summary

Left ventricle normal diameter, concentric remodeling. Normal left ventricle systolic function.
Normal left ventricle diastolic function.
Right ventricle normal longitudinal systolic function.
Normal size left atrium.
Low probability of pulmonary hypertension.

Modalità di riepilogo

Il testo nella casella di riepilogo mostrata in precedenza può essere generato utilizzando due modalità. Il componente mostrato nella figura seguente consente il passaggio tra le due modalità.

Modalità riepilogo manuale

Durante la modalità di riepilogo manuale, indicata dalla posizione del cursore su "Manuale", il testo viene inserito nel componente della casella di riepilogo. Il testo viene salvato automaticamente senza che sia richiesto alcun input aggiuntivo da parte dell'utente.

Modalità di riepilogo automatica

Durante la modalità di riepilogo automatico, indicata dalla posizione del cursore su "Auto", il testo nella casella di riepilogo viene generato in modo automatico. Questa è una generazione di testo deterministica e basata sulle decisioni. Durante la generazione di questo testo non vengono utilizzati l'apprendimento automatico o modelli linguistici di grandi dimensioni.

Il testo viene generato prendendo i valori di misurazione effettuati in modo automatico o manuale e combinandoli per generare descrizioni delle caratteristiche anatomiche e funzionali.

Campi di misura

I valori di misurazione sono raggruppati in base a diverse caratteristiche anatomiche o funzionali. I valori anomali sono visualizzati in rosso. Se la misurazione viene calcolata come media di misurazioni multiple, verrà mostrato il testo (avg).

| LV Diastolic | Value | Indexed Value |
|--------------|------------------|---------------|
| E | 62.29 cm/s (avg) | |
| A | 78.44 cm/s (avg) | |
| E/A | 0.80 (avg) | |
| Dec | 179.91 ms (avg) | |
| Se' | 3.47 cm/s | |
| E/Se' | 19.86 | |
| Le' | 8.17 cm/s | |
| E/Le' | 8.43 | |
| E/e' | 11.83 | |




Illustrazioni

Passando il mouse su una delle righe di misurazione verranno visualizzate le annotazioni associate a tale misurazione nel componente dell'illustrazione. La misurazione visualizzata verrà evidenziata e le altre misurazioni verranno visualizzate in colore trasparente.

Facendo clic su "QUICK EDIT" è possibile regolare la misurazione selezionata.

Facendo clic su "EDIT IN IMAGE VIEW" si reindirizza all'immagine specifica nella visualizzazione dell'area di lavoro.



NOTE

Les valeurs normales ont été choisies conformément aux directives de l'Association européenne d'imagerie cardiovasculaire (EACVI). Veuillez consulter la publication pour plus d'informations:

"Standardisation des rapports d'échocardiographie transthoracique adulte en accord avec les recommandations récentes sur la quantification de la chambre, la fonction diastolique et les maladies des valves cardiaques: un document de consensus d'experts de l'Association européenne d'imagerie cardiovasculaire 2017" Accessible gratuitement ici:

<https://academic.oup.com/ehjcardimaging/article/18/12/1301/4555377>


19. Éléments de la vue de l'espace de travail

This section presents a general overview of workspace view elements.



NAVIGATION
BAR

LEFT
SIDEBAR



WORKSPACE

RIGHT SIDEBAR

Barre de navigation

La barre de navigation est visible dans toutes les vues. Il offre un accès facile aux fonctions les plus souvent utilisées sur la vue respective. Les boutons et les fonctions de la barre de navigation varient en fonction de la vue dans laquelle se trouve l'utilisateur.

Barre latérale de gauche

La barre latérale pourrait être subdivisée en zone de vues d'image en haut et en zone d'outils en dessous.

La zone des vignettes affiche tous les objets liés à l'étude sélectionnée. Chaque objet DICOM est représenté par un aperçu d'image dédié.

La zone d'outils représente la zone spécifique qui contient tous les contrôles détaillés et les fonctionnalités utiles pour une analyse complète de l'étude sélectionnée.

Espace de travail

The workspace area displays images of the selected study (depending on the layout organization) within tiles. In case the image is multi-frame, the play of the clip will start automatically.

The filling of the particular tiles within the diagnostic area takes place in a left to right and top to bottom order. Click inside a tile to tag it as your active dataset. Two colored corners indicate the tile as the active one.

Barre latérale droite

La barre latérale droite affiche des vues d'image d'une étude particulière.



4. TRAVAILLER AVEC LIGENCE HEART - CLIENT DESKTOP

1. How Comment acquérir des images

Un guide complet sur l'acquisition standardisée de vues d'images TTE 2D se trouve dans l'article de l'American Society of Echocardiography « Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults: Recommendations from the American Society of Echocardiography 2018 », accessible pour gratuit ici: <https://www.asecho.org/guideline/guidelines-for-performing-a-comprehensive-transthoracic-echocardiographic-examination-in-adults/>

Veuillez consulter la publication pour plus d'informations.



AVERTIR

Ligence n'assume aucune responsabilité pour les vues d'images acquises à tort téléchargées sur le Ligence Heart.

2. Connexion

Lorsque votre administrateur système a attribué votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Ligence Heart, vous pouvez accéder à Ligence Heart. Votre administrateur système Ligence Heart doit s'assurer que vous pouvez accéder au serveur pour votre travail de routine quotidien.




NOTE

Sachez que Ligence Heart applique la politique de mot de passe suivante:

- Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.
- Votre mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule ou majuscule (ex : A, B, etc.).
- Votre mot de passe doit contenir au moins une lettre minuscule.
- Votre mot de passe doit contenir au moins un chiffre (ex : 0, 1, 2, 3, etc.) ou un caractère spécial (ex. \$, #, @, !, %, ^, &, *, (,)).

Les étapes suivantes doivent être effectuées lors de la connexion:

1. Ouvrez l'application via un navigateur Web pris en charge (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge) à http://local_area_network_ip_or_name ou toute autre adresse indiquée par votre institution.
2. Un utilisateur sera dirigé vers la page d'autorisation de connexion. Un utilisateur est invité à saisir ses identifiants de connexion (nom de compte et mot de passe) dans les champs correspondants.
3. Cliquez sur le bouton "Entrée" de votre ordinateur ou appuyez sur "Connexion".



3. Menu Paramètres

Le menu Paramètres est accessible en appuyant sur l'icône représentant icône de trois points supérieur droit de la barre de navigation.



En appuyant sur le bouton Paramètres, un menu déroulant apparaîtra.

La boîte de dialogue du menu déroulant contient les éléments suivants :

- À propos : affiche les informations pertinentes et les plus récentes sur le produit et le fabricant.
- Signaler : signale un problème.
- Aide : dirige un utilisateur vers la dernière version de l'IFU.

Contrat de licence : dirige un utilisateur vers le contrat de licence de l'utilisateur final.

4. Menu Compte

Le menu Compte est accessible en appuyant sur l'icône de personne dans le coin supérieur droit de la barre de navigation.



En appuyant sur le bouton Compte, un menu déroulant apparaîtra.

La boîte de dialogue du menu déroulant contient les éléments suivants :

- Changer le mot de passe
- Déconnexion


5. Télécharger l'étude

Vous pouvez télécharger des fichiers DICOM directement depuis votre ordinateur vers Ligence Heart en accédant à la vue de téléchargement. La vue Télécharger est accessible en appuyant sur l'icône de téléchargement dans le coin supérieur droit de la barre de navigation.



Comment télécharger une étude?


Pour télécharger une étude, faites simplement glisser et déposez votre fichier au format DICOM ou appuyez sur l'icône bleue et téléchargez-le depuis votre ordinateur.



Le téléchargement peut prendre quelques instants et vous devriez voir un écran comme celui ci-dessous.

Limitations de la fonctionnalité de téléchargement


Il est permis de télécharger jusqu'à 10 études à la fois.



Les mêmes fichiers DICOM de fichiers DICOM appartenant à la même étude échocardiographique ne peuvent être téléchargés qu'une seule fois. Sinon, un message d'erreur s'affichera.



Téléchargement terminé



Une liste des études téléchargées s'affiche. Une fois l'étude analysée, vous pouvez cliquer sur "voir les images" pour l'examiner.


Fichiers téléchargés invalides

Dans plusieurs scénarios, les fichiers DICOM téléchargés seront rejetés et l'utilisateur en sera informé:

- Syntaxe de transfert non prise en charge.
- Dupliquer DICOM (en essayant de télécharger deux fois la même étude DICOM ou échocardiographique).
- L'étude n'est pas de modalité échocardiographique.


6. Modification du mot de passe

Votre mot de passe peut être modifié en appuyant d'abord sur le bouton Personne dans le coin supérieur droit de votre barre de navigation, puis en appuyant sur le bouton Modifier le mot de passe.



7. Déconnexion

Pour vous déconnecter du logiciel, appuyez simplement sur le bouton Personne dans le coin supérieur droit de l'écran et sur le bouton de déconnexion dans le menu déroulant.



Utilisez l'option Déconnexion si vous avez fini de travailler avec le programme. La déconnexion de la fenêtre de recherche ferme toutes les fenêtres de la visionneuse qui ont été ouvertes à partir de la fenêtre de recherche et détruit les données de session du navigateur.



NOTE

Veillez noter que fermer le programme sans se déconnecter n'est pas sûr et peut conduire à un accès non autorisé aux données médicales.


8. Verrouillage du logiciel

Lorsque vous avez fini de travailler avec le logiciel ou que vous devez vous absenter pendant une courte période, nous vous recommandons de vous déconnecter de toute façon pour éviter toute utilisation indésirable par d'autres personnes.

9. Signaler un problème

Vous pouvez signaler un problème à Ligence si vous rencontrez des inconvénients lors de l'utilisation de la visionneuse d'images Ligence Heart.

Pour signaler un problème, appuyez sur le bouton Paramètres en haut à droite et appuyez sur le bouton Signaler dans la boîte de dialogue.



Une fenêtre de rapport apparaîtra suggérant des actions possibles.



The screenshot shows the 'Ligence Heart View' interface. At the top, there are navigation options: '1 WEEK', '2 WEEKS', '1 MONTH', and '6 MONTHS'. A search bar is located on the right. Below these is a table with columns: '#', 'Name', 'Patient ID', 'Received', and 'Reported'. The table contains several rows of data, all with 'Anonymous' names and 'Not reported' status. A context menu is open over the table, showing a 'Report' option with a blue 'REPORT ISSUE' button. The menu also contains text: 'Encountered an issue? Please use [Ligence form](#) to describe the issue and we will fix it as soon as possible or we may contact you for more details. Feel free to contact us info@ligence.io.' The browser address bar shows 'us.ligence.io'.

Appuyez simplement sur le bouton bleu Signaler un problème en bas à droite de la fenêtre contextuelle et vous serez dirigé vers le site Web <https://www.Ligence.io/submit-issue> où vous pourrez décrire votre problème et laisser vos coordonnées. Un représentant de Ligence tentera de résoudre ce problème dans les plus brefs délais et pourra vous contacter afin de mieux comprendre votre problème.



NOTE

Veillez consulter votre accord de niveau de service pour plus d'informations sur les heures de travail de Ligence.



NOTE

Selon votre problème, il peut être résolu dans des délais variables. Veillez consulter votre accord de niveau de service pour plus d'informations.

10. Aide

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la visionneuse d'images Ligence Heart, vous pouvez toujours consulter l'IFU

Vous pouvez trouver l'IFU dans la boîte de dialogue Informations juridiques et utiles de la barre de navigation.

Vous serez dirigé vers le site Web où vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation. Veillez consulter l'IFU pour plus d'informations sur les fonctions et la façon d'utiliser la visionneuse d'images Ligence Heart.






11. Boutons et fonctions de la barre de navigation







Cette section couvre la barre de navigation dans la vue de travail. Il offre un accès facile aux fonctions les plus souvent utilisées sur l'écran

Tous les boutons et fonctions sont résumés dans l'image et le tableau ci-dessous :



| Icône | Nom | Fonction |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Logo | Navigue vers la vue palier (hall). |
|  | Fenêtre | Permet à l'utilisateur de modifier la luminosité et le contraste d'une image échographique. Pour que la fonction prenne effet, l'utilisateur doit positionner le curseur de la souris dans les limites d'une image échographique, appuyer et maintenir le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur simultanément dans les deux sens. Déplacer le curseur le long de l'axe des x entraîne une modification de la luminosité, tandis que déplacer le curseur sur l'axe des y entraîne une modification du contraste. |
|  | Zoom avant/arrière | Permet à l'utilisateur d'effectuer un zoom avant/arrière sur le cadre d'image échographique sélectionné. Lorsqu'il est activé, déplacez le curseur de la souris sur le cadre. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et déplacez le curseur sur l'axe vertical. Déplacer le curseur vers le haut agrandit le cadre tandis que le déplacer vers le bas effectue un zoom arrière sur le cadre. |








| Icône | Nom | Fonction |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Poêle | Permet à l'utilisateur de déplacer la pile de cadres d'images échographiques sur l'écran. Appuyez et maintenez l'image avec le bouton gauche de la souris et déplacez-la de n'importe quel côté pour déplacer la pile d'images. |
|  | Basculer la visibilité des étiquettes | Active/désactive les étiquettes de mesure sur les mesures (lignes, polygones, etc.). Par défaut, les étiquettes sont désactivées. |
|  | Basculer la visibilité des annotations | Masque/affiche les annotations sur les cadres. |
|  | Verrouiller/déverrouiller la modification des annotations | Lorsqu'il est verrouillé, il est impossible d'effectuer des annotations. Le mode édition permet de faire des annotations. |
|  | Rapport | Entre dans la vue du rapport. |
|  | Souche | Entre dans la vue de déformation. |




12. Boutons et fonctions de l'espace de travail

Les boutons de l'espace de travail sont situés en bas de l'écran.

Les boutons de l'espace de travail sont situés en bas de l'écran.

| Icône | Nom | Fonction |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Aller à la première image | Fait défiler la pile d'images jusqu'à la toute première image. |
|  | Reculer d'une image | Passe à l'image précédente. |
|  | Jouer au ciné | Auto lit la pile d'images en boucle continue. |
|  | Avancer d'une image | Passe à l'image suivante. |
|  | Aller à la dernière image | Saute à la dernière image de la pile. |









| Icône | Nom | Fonction |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Naviguer vers la vue d'image précédente | Ouvre la vue d'image précédente. |
|  | Naviguer vers la vue d'image suivante | Ouvre la vue d'image suivante. |
|  | Sélection de la phase cardiaque | Permet à l'utilisateur de passer au cadre ES ou ED s'il y en a un qui est marqué sur cette image. |

13. Boutons et fonctions de la barre latérale gauche

La barre latérale gauche contient tous les outils nécessaires pour travailler efficacement avec une étude d'échocardiogramme:

Tous les boutons et fonctions sont résumés dans le tableau ci-dessous:

| Icône | Nom | Fonction |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mesure de distance | Appuyez dessus pour mesurer manuellement la distance entre deux points. |
|  | Mesure de surface | Appuyez dessus pour mesurer manuellement la zone de la région d'intérêt. |
|  | Mesure des volumes | Appuyez dessus pour mesurer manuellement le volume de la région d'intérêt. |
|  | Mesure de vitesse | Appuyez dessus pour mesurer manuellement la vitesse de la région d'intérêt. |
|  | Boutons du menu Structure anatomique et boîtes de dialogue déroulantes | Vous permet de choisir manuellement la structure anatomique d'intérêt et de voir les mesures effectuées pour cette structure. |
|  | Dialogue menu déroulant des mesures listées par structures anatomiques | Apparaît lorsqu'une structure anatomique est choisie dans le menu ci-dessus. Affiche toutes les mesures prises en charge et le numéro d'image dans laquelle une mesure particulière a été effectuée. Pour les mesures automatisées, il y a un bouton « Auto ». Lorsqu'il est activé, il effectue une mesure automatisée de l'étiquette sélectionnée sur le cadre d'image actuellement actif. S'il n'est pas possible d'effectuer une mesure |



| Icône | Nom | Fonction |
|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | automatisée, un message d'avertissement s'affiche et le traçage manuel est activé. |

14. Boutons et fonctions de la barre latérale droite

La barre latérale droite affiche toutes les vues d'image d'une étude particulière et permet une navigation facile entre elles.

Tous les boutons et fonctions sont résumés dans le tableau ci-dessous.

| Icône | Nom | Fonction |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Affichage de la vue d'image | Permet de sélectionner la vue d'image qui vous intéresse. Ouvre la vue d'image qui vous intéresse. La sélection des vues d'image peut être parcourue de haut en bas et de gauche à droite. Les images sont triées par date de réception. |

15. Rapport d'étude

Pour accéder à la vue du rapport, appuyez sur le bouton Afficher le rapport d'étude dans la barre de navigation.

REPORT

Si vous décidez de revenir à la vue de travail, appuyez sur le bouton Retour aux images d'étude.

IMAGES



The screenshot shows a user interface for a medical report. At the top, there are input fields for patient information: Name (mUm8ReSFI), Age, Weight, BSA (NaN), Heart rhythm, Patient ID (mUm8ReSFI), Sex (F), Height, HR, and Pressure. A 'Summary' section indicates 'Left ventricle size not evaluated, geometry not evaluated.' and includes 'SEND' and 'PDF' buttons. The main content is divided into three sections: 'Heart Measurements' with tables for LV Morphology, LV Systolic, LV Diastolic, and Atria; a 'Myocardial contractility comments' box; and a detailed view of 'LVESV (Bi)' which is currently 'unreported'.

Le rapport d'étude est largement divisé en trois zones visibles à l'écran. En haut, vous pouvez trouver des informations générales sur le patient, telles que son nom, son âge, son sexe, sa taille, son poids, un résumé et d'autres informations de haut niveau. En bas à gauche, vous trouverez l'aperçu des mesures, une grille structurée de mesures regroupées par structure anatomique (c'est-à-dire cœur ou valve) et des sous-sections au sein de chaque structure anatomique. En bas à droite, vous trouverez une vue des mesures sélectionnées, qui vous permet d'explorer chaque mesure sélectionnée plus en détail, de consulter les images sources et d'apporter des modifications rapides aux annotations.

Tous les champs et fonctions du panneau supérieur de la vue Rapport sont résumés dans le tableau ci-dessous :

| Icône | Nom | Fonction |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| | Nom | Vous permet de lire ou de saisir le nom du patient |
| | ID du patient | Vous permet de lire l'ID du patient |
| | Âge | Vous permet de lire ou de saisir l'âge du patient |
| | Sexe | Vous permet de lire ou de sélectionner le sexe du patient |
| | Poids | Vous permet de lire ou de saisir le poids du patient en kilogrammes. |
| | Hauteur | Vous permet de lire ou de saisir la taille du patient en centimètres |








| Icône | Nom | Fonction |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Surface corporelle (BSA) | Affiche automatiquement la surface du corps lorsque les données de poids et de taille sont disponibles. Affiche « NaN » si la BSA n'a pas été calculée ou calculée avec une erreur. |
| | HR | Vous permet de saisir ou de lire la fréquence cardiaque du patient. |
| | Rythme cardiaque | Vous permet de saisir des détails sur le rythme cardiaque. |
| | Pression | Vous permet de lire ou de saisir la pression artérielle systolique et diastolique du patient en mmHg. |
| | Champ récapitulatif | Permet de saisir le rapport de synthèse de votre étude. Si rien n'est saisi, un rapport est généré automatiquement. |
| | Basculement du résumé automatique | Vous permet de basculer entre un résumé généré automatiquement et un résumé saisi manuellement |
| | Rapport PDF | Ouvrir le rapport Document PDF |
| | Envoyer un rapport | Envoie le rapport au stockage PACS. |
| | | |
| Liste complète des mesures et des valeurs | | Affiche la liste complète de toutes les mesures et les valeurs mesurées. Vous permet de choisir quelle valeur ou leur moyenne (si plusieurs sont mesurées) à inclure dans le rapport final. |






Tous les champs et fonctions du panneau inférieur gauche de la vue Rapport sont résumés dans le tableau ci-dessous:

| Icône | Nom | Fonction |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mesures anatomiquement regroupées | Vous permet de consulter les valeurs de mesure et de sélectionner des mesures particulières pour une analyse détaillée |
| | Valeur de mesure non indexée | Valeur de mesure non indexée dans la plage normale pour votre examen |



| Icône | Nom | Fonction |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Valeur de mesure non indexée | Valeur de mesure non indexée en dehors de la plage normale pour votre examen |
|  | Valeur de mesure moyenne indexée | Valeur de mesure indexée qui est la moyenne de plusieurs mesures pour votre examen |
|  | Une mesure qui n'a aucune valeur | Mesure qui n'a pas de valeur, mais où vous pouvez fournir une valeur en la saisissant manuellement |
|  | Champ de texte libre | Champ de texte libre pour vous permettre de fournir des notes plus détaillées |
|  | Sélecteur de sténose valvulaire ou de degré de régurgitation | Vous permet de sélectionner le degré de sténose ou de régurgitation pour chaque valve |

Tous les champs, boutons et fonctions du panneau inférieur droit de la vue Rapport sont résumés dans le tableau ci-dessous:

| Icône | Nom | Fonction |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En-tête de mesure sélectionné | Spécifie la mesure actuellement sélectionnée et ses valeurs plus en détail |
|  | Source de mesure sélectionnée | Affiche chaque image individuelle, ses annotations et la valeur pour votre mesure actuellement sélectionnée |
|  | Bouton Supprimer la mesure | Vous permet de supprimer une mesure individuelle. En cliquant sur ce bouton, un écran s'affichera pour confirmer votre intention de supprimer la mesure. |
|  | Boutons Modifier les annotations de mesure | Affiché lorsque vous passez le curseur de votre souris sur l'image de mesure. Permet de modifier les annotations correspondant à une mesure particulière |
|  | Vue d'édition rapide | Permet de modifier les annotations en faisant glisser les lignes ou les sommets |

16. Fonctions de l'interface principale

Pile de défilement

Fonction de pile de défilement : en survolant un ciné affiché, un utilisateur peut utiliser la molette de la souris de l'ordinateur (ou deux doigts sur un trackpad) pour faire défiler une pile d'images.



Faire des mesures

Fonction d'annotation : lorsqu'une certaine annotation est sélectionnée, l'utilisateur peut étiqueter des cadres séparés. Les annotations se trouvent dans l'emplacement du menu contextuel des annotations. Lors de la sélection des mesures - l'étiquette d'annotation est sélectionnée automatiquement. Il existe 4 types d'annotations différents:

1. Lignes
2. Polygones
3. Points
4. Texte (pour le marquage du cycle ou d'autres étiquettes importantes)
 1. Les annotations sont utilisées pour étiqueter les structures anatomiques du cœur à l'aide de lignes droites, de polygones et de points. Il existe deux manières de créer des annotations de lignes et de polygones:
 2. Commencez par cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis faites glisser la souris, mais ne relâchez pas le bouton gauche, lorsque vous êtes au point d'arrivée, relâchez le bouton gauche et l'annotation est terminée.
 3. Commencez par cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis relâchez le bouton, puis déplacez la souris jusqu'au point d'arrivée, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris et relâchez-le, l'annotation est terminée.

Commencez par cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis faites glisser la souris, mais ne relâchez pas le bouton gauche, lorsque vous êtes au point d'arrivée, relâchez le bouton gauche et l'annotation est terminée.

Commencez par cliquer sur le bouton gauche de la souris, puis relâchez le bouton, puis déplacez la souris jusqu'au point d'arrivée, puis cliquez sur le bouton gauche de la souris et relâchez-le, l'annotation est terminée.

Dessiner la mesure de la zone

L'annotation doit être fermée - avoir le même point de départ et de fin. Vous pouvez le faire en double-cliquant sur un point où vous souhaitez terminer l'annotation ou en joignant les points de début et de fin de l'annotation par un simple clic.

Dessiner la mesure du volume

La procédure de dessin commence de la même manière que pour la mesure de surface. Une fois l'annotation terminée, un axe apparaît. L'utilisateur peut modifier le point de crête de l'axe en déplaçant sa poignée.

Ligence Heart a des annotations présélectionnées pour diverses mesures. La liste complète des annotations manuelles et automatisées prises en charge par Ligence Heart se trouve à l'ANNEXE I.

Mesures de pente

Pour la mesure manuelle de la régurgitation et de la sténose, une boîte de dialogue apparaît et l'utilisateur peut sélectionner le niveau de mesure approprié. Les résultats sont enregistrés après avoir appuyé sur le bouton enregistré. La mesure du grade peut être supprimée en sélectionnant l'option "Pas de sténose" ou "Pas de régurgitation" et en enregistrant le résultat.

Supprimer l'annotation

Supprimer l'annotation : survolez simplement l'annotation que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche "RETOUR ARRIÈRE" ou "SUPPRIMER" du clavier de votre appareil.

Annuler le dessin

Appuyez sur la touche "ESC" pour arrêter de dessiner l'annotation active et la supprimer. Modifier le point d'annotation




Modifier le point d'annotation : choisissez le point que vous souhaitez modifier, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites-le glisser jusqu'au point de votre choix.

17. À propos

Le menu À propos se trouve dans le menu déroulant Paramètres de la barre de navigation.

Cliquer sur le menu À propos ouvre la fenêtre d'information qui affiche les informations pertinentes et les plus récentes sur le produit et le fabricant.




Les informations affichées sur:

Produit:

- Nom du produit
- Avis de non-responsabilité sur la version finale
- Version du logiciel
- Notes de version
- Date de construction
- Numéro UDI
- Certificat
- ID de l'organisme notifié
- Propriétaire de la licence
- Prochaine mise à jour


Fabricant:

- Nom du fabricant
- Adresse
- E-mail
- URL du site Web



18. Contrat de licence utilisateur final

Le contrat de licence de l'utilisateur final se trouve dans la boîte de dialogue Informations juridiques et utiles de la barre de navigation.



Vous serez dirigé vers le site <https://www.Ligence.io/Ligence-heart-eula> où vous pourrez lire le contrat de licence utilisateur final.



NOTE

Vous acceptez automatiquement les termes et conditions d'utilisation du logiciel Ligence Heart lorsque vous commencez à l'utiliser.

19. Enregistrement de l'utilisateur



NOTE

L'enregistrement de la licence est requis pour l'utilisation légale du logiciel.

Comment s'inscrire auprès de Ligence Heart?

Veillez vous référer au service des technologies de l'information de votre établissement pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe. Les identifiants et mots de passe du compte sont créés et attribués par l'administrateur de votre établissement.



Veillez vous référer au service des technologies de l'information de votre établissement pour obtenir votre identifiant et votre mot de passe. Les identifiants et mots de passe du compte sont créés et attribués par l'administrateur de votre établissement. L'administrateur système a la responsabilité de lire et de se conformer aux termes du CLUF et de s'assurer que le logiciel est utilisé conformément aux termes et conditions de son institution.

Vous pouvez ouvrir le contrat de licence en appuyant sur le bouton Informations légales et utiles, puis sur Contrat de licence.

5. ANNEXE I

1. Liste des annotations

Recherche automatisée - mesures automatisées à des fins de recherche/investigation.



Clinique automatisée: mesures automatisées à des fins cliniques.

| Abréviation | Description du projet | Automatique | Automatique Clinique |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| A | Vitesse de transmission A | Oui | Oui |
| AAo | Diamètre de l'aorte ascendante | Non | Non |
| AAoi | Indice de diamètre de l'aorte ascendante | Non | Non |
| ACT | Temps d'accélération | Oui | Non |
| AMG | Dégradé moyen aortique | Oui | Non |
| AoA | Anneau aortique | Oui | Non |
| AoAi | Index de l'anneau aortique | Oui | Non |
| AoAr | Arc aortique | Non | Non |
| AoAri | Index de la crosse aortique | Non | Non |
| AoS | Diamètre du sinus aortique | Oui | Non |
| AoSi | Indice de diamètre du sinus aortique | Oui | Non |
| APG | Dégradé du pic aortique | Oui | Non |
| AR EROA | Zone de l'orifice de régurgitation efficace en cas de régurgitation aortique | Non | Non |
| AR JA | Insuffisance aortique - zone du jet | Non | Non |
| AR PG | Insuffisance aortique - gradient maximal | Non | Non |
| AR PHT | Pression de régurgitation valvulaire aortique à mi-temps | Non | Non |
| AR PISA-Alias. Vel. | Surface d'isovélocité proximale de l'insuffisance aortique - vitesse de crénelage | Non | Non |
| AR PISA-r | Surface d'isovélocité proximale de l'insuffisance aortique - rayon | Non | Non |
| AR VC | Insuffisance aortique - veine contractée | Non | Non |
| AR Vmax | Insuffisance aortique - vitesse maximale | Non | Non |
| Area | Zone | Non | Non |
| AR-grade | Grade de régurgitation valvulaire aortique | Non | Non |
| AS-grade | Grade de sténose valvulaire aortique | Non | Non |
| AV Vmax | Vitesse maximale aortique | Non | Non |
| AV VTl | Intégrale du temps de vitesse maximale de la valve aortique | Non | Non |
| AVA | Zone valvulaire aortique | Non | Non |
| AVAi | Indice de surface de la valve aortique | Non | Non |
| DAo | Aorte descendante | Non | Non |
| DAoi | Index de l'aorte descendant | Non | Non |
| Dec | Vitesse transmisrale E Temps de décélération | Oui | Non |
| Distance | Distance | Non | Non |
| E | Vitesse transmisrale E | Oui | Oui |
| E' RV | E prime paroi latérale du ventricule droit | Oui | Non |
| E/A | Rapport E/A | Oui | Non |
| E/e' | Rapport moyen E/e' | Oui | Non |
| FAC | Changement de zone fractionnaire | Non | Non |



| Abréviation | Description du projet | Automatique | Automatique Clinique |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| GLPS2A | Chambre 2 de contrainte systolique de pic longitudinal global | Oui | Non |
| GLPS3A | Chambre de contrainte systolique à pic longitudinal global | Oui | Non |
| GLPS4A | Chambre 4 de contrainte systolique de pic longitudinal global | Oui | Non |
| GLPS | Souche systolique maximale longitudinale globale | Oui | Non |
| HV | Veine hépatique | Non | Non |
| IVCcol (B) | Effondrement de la veine cave inférieure (BMode) | Non | Non |
| IVCcol (M) | Effondrement de la veine cave inférieure (MMode) | Non | Non |
| IVCde (B) | Diamètre de la veine cave inférieure pendant l'expiration (BMode) | Non | Non |
| IVCde (M) | Diamètre de la veine cave inférieure pendant l'expiration (MMode) | Non | Non |
| IVCdi (B) | Diamètre de la veine cave inférieure pendant l'inspiration (BMode) | Non | Non |
| IVCdi (M) | Diamètre de la veine cave inférieure pendant l'inspiration (MMode) | Non | Non |
| IVSd | Septum interventriculaire (diastole) | Oui | Oui |
| IVSs | Septum interventriculaire (systole) | Oui | Non |
| LAA (2A) | Zone auriculaire gauche (A2Ch) | Oui | Non |
| LAA (4A) | Zone auriculaire gauche (A4Ch) | Oui | Non |
| LAAi (2A) | Index de la zone auriculaire gauche (A2Ch) | Oui | Non |
| LAAi (4A) | Index de la zone auriculaire gauche (A4Ch) | Oui | Non |
| LAD (PLA) | Diamètre auriculaire gauche (vue PLA) | Oui | Non |
| LAD Maj. axis (A4) | Axe majeur du diamètre de l'oreillette gauche (A4Ch) | Oui | Non |
| LAD Min. axis (A4) | Axe mineur du diamètre de l'oreillette gauche (A4Ch) | Oui | Non |
| LAEF | Fraction d'éjection auriculaire gauche | Oui | Non |
| LAV (2A) | Volume auriculaire gauche (A2Ch) | Oui | Oui |
| LAV (4A) | Volume auriculaire gauche (A4Ch) | Oui | Oui |
| LAV (Bi) | Volume auriculaire gauche (biplan) | Oui | Oui |
| LAVi (2A) | Indice de volume auriculaire gauche (A2Ch) | Oui | Oui |
| LAVi (4A) | Indice de volume auriculaire gauche (A4Ch) | Oui | Oui |
| LAVi (Bi) | Indice de volume auriculaire gauche (biplan) | Oui | Oui |
| Le' | Vitesse latérale e' | Oui | Oui |
| LVEDD | Diamètre télédiastolique du ventricule gauche | Oui | Oui |
| LVEDDi | Indice de diamètre télédiastolique du ventricule gauche | Oui | Oui |
| LVEDV (4Ch) | Volume diastolique de l'extrémité du ventricule gauche (A4Ch) | Oui | Oui |
| LVEDV (2Ch) | Volume diastolique de l'extrémité du ventricule gauche (A2Ch) | Oui | Oui |



| Abréviation | Description du projet | Automatique | Automatique Clinique |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| LVEDV (Bi) | Volume diastolique de l'extrémité du ventricule gauche (biplan) | Oui | Oui |
| LVEDVi (4Ch) | Indice de volume diastolique de l'extrémité du ventricule gauche (A4Ch) | Oui | Oui |
| LVEDVi (2Ch) | Indice de volume diastolique de l'extrémité du ventricule gauche (A2Ch) | Oui | Oui |
| LVEDVi (Bi) | Indice de volume diastolique de l'extrémité du ventricule gauche (biplan) | Oui | Oui |
| LVEF (2Ch) | Fraction d'éjection ventriculaire gauche (A2Ch) | Oui | Oui |
| LVEF (4Ch) | Fraction d'éjection ventriculaire gauche (A4Ch) | Oui | Oui |
| LVEF (Bi) | Fraction d'éjection ventriculaire gauche (biplan) | Oui | Oui |
| LVESD | Diamètre télésystolique du ventricule gauche | Oui | Non |
| LVESDi | Indice de diamètre télésystolique du ventricule gauche | Oui | Non |
| LVESV (4Ch) | Volume systolique terminal du ventricule gauche (A4Ch) | Oui | Oui |
| LVESV (2Ch) | Volume systolique terminal du ventricule gauche (A2Ch) | Oui | Oui |
| LVESV (Bi) | Volume systolique de l'extrémité du ventricule gauche (biplan) | Oui | Oui |
| LVESVi (4Ch) | Indice de volume systolique de l'extrémité du ventricule gauche (A4Ch) | Oui | Oui |
| LVESVi (2Ch) | Indice de volume systolique de l'extrémité du ventricule gauche (A2Ch) | Oui | Oui |
| LVESVi (Bi) | Indice de volume systolique de l'extrémité du ventricule gauche (biplan) | Oui | Oui |
| LVM | Masse ventriculaire gauche | Oui | Non |
| LVMi | Indice de masse du ventricule gauche | Oui | Non |
| LVOT MG | Dégradé moyen de la voie de sortie du ventricule gauche | Oui | Non |
| LVOT PG | Dégradé maximal de la voie de sortie du ventricule gauche | Oui | Non |
| LVOT Vmax | Vitesse maximale de la voie d'éjection du ventricule gauche | Oui | Non |
| LVOT VTI | Intégrale du temps et de la vitesse de la voie de sortie du ventricule gauche | Oui | Non |
| LVOTD | Diamètre de la voie de sortie du ventricule gauche (pas de phase de cycle associée) | Non | Non |
| LVPWd | Paroi postérieure du ventricule gauche (diastole) | Oui | Oui |
| LVPWs | Paroi postérieure du ventricule gauche (systole) | Oui | Non |
| MR EROA | Zone de l'orifice de régurgitation efficace en cas de régurgitation mitrale | Non | Non |
| MR JA | Insuffisance mitrale – zone du jet | Non | Non |
| MR MG | Insuffisance mitrale - gradient moyen | Non | Non |
| MR PG | Insuffisance mitrale - gradient maximal | Non | Non |
| MV PHT | Pression de la valve mitrale à mi-temps | Non | Non |
| MR PISA-Alias. Vel. | Surface d'isovélocité proximale de l'insuffisance mitrale - vitesse de crénelage | Non | Non |



| Abréviation | Description du projet | Automatique | Automatique Clinique |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| MR PISA-r | Surface d'isovélocité proximale de l'insuffisance mitrale - rayon | Non | Non |
| MR VC | Insuffisance mitrale – veine contractée | Non | Non |
| MR Vmax | Insuffisance mitrale - vitesse maximale | Non | Non |
| MR VTI | Insuffisance mitrale - Vitesse Temps Intégral | Non | Non |
| MR-grade | Grade de régurgitation de la valvule mitrale | Non | Non |
| MS-grade | Grade de sténose de la valve mitrale | Non | Non |
| MV MG | Valve mitrale - gradient moyen | Non | Non |
| MV PG | Valvule mitrale - gradient maximal | Non | Non |
| MV Vmax | Valve mitrale - vitesse maximale | Non | Non |
| MV VTI | Valve mitrale - intégrale vitesse-temps | Non | Non |
| MV-ANNULUS A2CH | Vue de la chambre du diamètre de la valvule mitrale 2 | Non | Non |
| MV-ANNULUS A4CH | Anneau de la valvule mitrale en vue apicale à 4 chambres | Non | Non |
| MV-ANNULUS PLA | Anneau de la valvule mitrale dans le grand axe parasternal | Non | Non |
| PA AD | Diamètre de l'anneau de l'artère pulmonaire | Non | Non |
| PA LBD | Diamètre de la branche gauche de l'artère pulmonaire | Non | Non |
| PA RBD | Diamètre de la branche droite de l'artère pulmonaire | Non | Non |
| PR JA | Zone du jet de régurgitation pulmonaire | Non | Non |
| PR JA | Insuffisance pulmonaire – zone du jet | Non | Non |
| PR MG | Dégradé moyen de régurgitation pulmonaire | Non | Non |
| PR PG | Dégradé maximal de régurgitation pulmonaire | Non | Non |
| PR PHT | Pression de régurgitation valvulaire pulmonaire à mi-temps | Non | Non |
| PR VC | Régurgitation pulmonaire veine contractée | Non | Non |
| PR Vmax | | Non | Non |
| PR VTI | Vitesse maximale de régurgitation pulmonaire | Non | Non |
| PR-grade | Intégrale de temps de vitesse maximale de régurgitation pulmonaire | Non | Non |
| PS-grade | Grade de régurgitation de l'artère pulmonaire | Non | Non |
| PV MG | Grade de sténose de l'artère pulmonaire | Non | Non |
| PV PG | Dégradé moyen de la valvule pulmonaire | Non | Non |
| PV Vmax | Dégradé maximal de la valve pulmonaire | Non | Non |
| PV VTI | Vitesse maximale de la valve pulmonaire | Non | Non |
| RA Major (A4) | Intégrale du temps de vitesse maximale de la valve pulmonaire | Non | Non |
| RA Major i (A4) | Dimension de l'axe majeur de l'oreillette droite (A4Ch) | Non | Non |
| RA Minor (A4) | Indice de dimension de l'axe majeur de l'oreillette droite (A4Ch) | Non | Non |



| Abréviation | Description du projet | Automatique | Automatique Clinique |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| RA Minor i (A4) | Dimension de l'axe mineur auriculaire droit (A4Ch) | Non | Non |
| RA volume | Indice de dimension de l'axe mineur de l'auricule droit (A4Ch) | Non | Non |
| RAA | Volume de l'oreillette droite | Non | Non |
| RAAi | Zone auriculaire droite | Non | Non |
| RAP | Index de la zone auriculaire droite | Non | Non |
| RAVi | Pression moyenne de l'oreillette droite | Non | Non |
| RV EDA | Indice de volume de l'oreillette droite (2D) | Non | Non |
| RV EDAi | Aire diastolique de l'extrémité du ventricule droit | Non | Non |
| RV EDV | Indice de l'aire diastolique de l'extrémité du ventricule droit | Non | Non |
| RV EDVi | Indice de volume diastolique de l'extrémité du ventricule droit | Non | Non |
| RV ESA | Aire systolique de l'extrémité du ventricule droit | Non | Non |
| RV ESAi | Index de l'aire systolique terminale du ventricule droit | Non | Non |
| RV ESV | Volume systolique de l'extrémité du ventricule droit | Non | Non |
| RV ESVi | Indice de volume systolique de l'extrémité du ventricule droit | Non | Non |
| RV WT | Épaisseur de la paroi ventriculaire droite | Non | Non |
| RVB | Diamètre basal du ventricule droit | Non | Non |
| RVL | Longueur ventriculaire droite | Non | Non |
| RVM | Diamètre moyen du ventricule droit | Non | Non |
| RVOT-DIST | Diamètre distal de la voie d'éjection du ventricule droit (PLA) | Non | Non |
| RVOT-PROX | Diamètre proximal (PLA) de la voie d'éjection du ventricule droit | Oui | Non |
| RWT | Épaisseur relative de la paroi | Oui | Non |
| S' RV | Paroi latérale du ventricule droit S prime | Oui | Non |
| Se' | Vitesse septale e' | Oui | Oui |
| STJ | Jonction sinotubulaire | Non | Non |
| STJi | Indice de jonction sinotubulaire | Non | Non |
| SV | Volume de course (biplan) | Oui | Non |
| SV2A | Volume systolique (A2CH) | Oui | Non |
| SV4A | Volume de course (A4CH) | Oui | Non |
| TAPSE | Excursion systolique dans le plan annulaire tricuspide | Non | Non |
| TR EROA | Zone de l'orifice de régurgitation efficace contre la régurgitation tricuspide | Non | Non |
| TR JA | Insuffisance tricuspide – zone du jet | Non | Non |
| TR MG | Gradient moyen de régurgitation tricuspide | Oui | Non |
| TR PG | Dégradé maximal de régurgitation tricuspide | Oui | Non |
| TV PHT | Pression de la valve tricuspide à mi-temps | Non | Non |



| Abréviation | Description du projet | Automatique | Automatique Clinique |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| TR PISA-Alias. Vel. | Surface d'isovélocité proximale de régurgitation tricuspide - vitesse de crénelage | Non | Non |
| TR PISA-r | Surface d'isovélocité proximale de régurgitation tricuspide - rayon | Non | Non |
| TR VC | Insuffisance tricuspide - veine contractée | Non | Non |
| TR Vmax | Vitesse maximale de régurgitation tricuspide | Oui | Oui |
| TR VTI | Insuffisance tricuspide Vitesse Temps Intégrale | Oui | Non |
| TR-grade | Qualité de régurgitation de la valve tricuspide | Non | Non |
| TS-grade | Grade de sténose de la valve tricuspide | Non | Non |
| TV MG | Dégradé moyen de la valve tricuspide | Non | Non |
| TV PG | Dégradé maximal de la valve tricuspide | Oui | Non |
| TV Vmax | Vitesse maximale de la valve tricuspide | Oui | Non |
| TV VTI | Intégrale du temps de vitesse de la valve tricuspide | Non | Non |
| TV-ANNULUS | Anneau valvulaire tricuspide | Non | Non |
| Velocity | Rapidité | Non | Non |
| Volume | Volume | Non | Non |
| MVA_PLANIM | Zone de planimétrie de la valve mitrale | Non | Non |
| AVA_PLANIM | Zone de planimétrie de la valve aortique | Non | Non |
| TVA_PLANIM | Zone de planimétrie de la valve tricuspide | Non | Non |
| PVA_PLANIM | Zone de planimétrie valvulaire pulmonaire | Non | Non |
| LVOT_PLNM | Zone de planimétrie de la voie d'éjection du ventricule gauche | Non | Non |
| MVA_DOP | Zone de la valve mitrale (Doppler) | Non | Non |
| TVA_DOP | Zone de la valve tricuspide (Doppler) | Non | Non |
| PVA_DOP | Zone valvulaire pulmonaire (Doppler) | Non | Non |
| LVOT_DOP | Zone de la voie d'éjection du ventricule gauche (Doppler) | Non | Non |
| MVA_DOPi | Indice de surface de la valvule mitrale (Doppler) | Non | Non |
| TVA_DOPi | Indice de surface de la valve tricuspide (Doppler) | Non | Non |
| PVA_DOPi | Indice de surface valvulaire pulmonaire (Doppler) | Non | Non |
| LVOT_DOPi | Indice de la zone de sortie du ventricule gauche (Doppler) | Non | Non |
| MV_ACT | Temps d'accélération de la valve mitrale | Non | Non |
| TV_ACT | Temps d'accélération de la valve tricuspide | Non | Non |
| AV_ACT | Temps d'accélération de la valve aortique | Non | Non |
| LVOT_ACT | Temps d'accélération de la voie d'éjection du ventricule gauche | Non | Non |
| MR_VOL | Volume de régurgitation mitrale | Non | Non |
| TR_VOL | Volume de régurgitation tricuspide | Non | Non |
| PR_VOL | Volume de régurgitation pulmonaire | Non | Non |
| AR_VOL | Volume de régurgitation aortique | Non | Non |



| Abréviation | Description du projet | Automatique | Automatique Clinique |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| PR_PISA_R | Surface d'isovélocité proximale de régurgitation pulmonaire - rayon | Non | Non |
| PR_EROA | Zone de l'orifice de régurgitation efficace en cas de régurgitation pulmonaire | Non | Non |
| LVB | Diametro basale ventricolare sinistro | Oui | Non |
| RVB/LVB | Rapporto diametro basale RV/LV | Non | Non |
| EI | Indice di eccentricità | Non | Non |
| EI D1 | Diametro dell'asse corto del ventricolo sinistro perpendicolare al setto | Non | Non |
| EI D2 | Diametro dell'asse corto del ventricolo sinistro parallelo al setto | Non | Non |